

Sonata / Scala / Samoa



Položka

Senzory úsilí (tlakové polštářky)
Hlavní moduly Sonata, Scala, Samoa
 (Chraňte kontakty!)
Neuromodul Sonata
 (Chraňte kontakty!)
Kolébka pacientského zapisovače
Kolébka neuromodulu
Základna Sonata
Spojovací kabel Sonata / Stupnice k základně Sonata
Brašna s popruhem přes rameno

Dezinfekční prostředek

mikrozid® universal wipes premium
 Schülke & Mayr GmbH



Objednáací č.: 109186

Použití

Dezinfekce otřením
 (Dodržujte doby působení)

Dbejte, aby do zapisovače ani do zásuvných spojů nebo konektorů nepronikly žádné kapaliny!
 K tomuto účelu použijte zátky dodávané s čisticími sadami.

Položka

Všechny popruhy
Termistor
Kabel Sonata Intercom
USB kabel na přenos dat k PC
Prstový senzor SpO₂
Mikrofon na detekci chrápání
Aktimetr
Externí snímač polohy
Připojovací kabel EKG

Dezinfekční prostředek

mikrozid® AF wipes
 Schülke & Mayr GmbH



Objednáací č.: 109203

Použití

Dezinfekce otřením
 (Dodržujte doby působení)

Dbejte, aby do zapisovače ani do zásuvných spojů nebo konektorů nepronikly žádné kapaliny!
 K tomuto účelu použijte zátky dodávané s čisticími sadami.

* Podrobné informace jsou uvedeny v hygienickém plánu výrobce Dr. Fenyves und Gut Deutschland.



Dr. Fenyves und Gut Deutschland
 Daimlerstraße 23
 72414 Rangendingen, Německo

Prodej + servis
 Löwenstein Medical
 Arzbacher Strasse 80
 56130 Bad Ems, Německo
 T.: +49 2603 9600-0
 F.: +49 2603 9600-50
 info@loewensteinmedical.com
 loewensteinmedical.com

