

# Sonata / Scala / Samoa



### Artigo

Sensores de esforço (pads)  
**Módulos principais Sonata, Scala, Samoa**  
 (Proteger os contactos!)  
**Módulo neurológico Sonata**  
 (Proteger os contactos!)  
**Encaixe de suporte do gravador do paciente**  
**Encaixe de suporte do módulo neurológico**  
**Sonata Base**  
**Cabo de ligação Sonata / Scala para Sonata Base**  
**Bolsa com alça**

### Desinfetante

**mikrozid® universal wipes premium**  
 Schülke & Mayr GmbH



N.º de encomenda: **109186**

### Aplicação

**Desinfeção com pano**  
 (Observe os tempos de atuação)

Certifique-se de que não entram líquidos no gravador ou nas conexões de ficha ou nas ligações!  
 Para o efeito, utilize os bujões fornecidos com o conjunto de limpeza.

### Artigo

Todas as cintas  
 Termístor  
**Cabo Intercom Sonata**  
**Cabo USB para transmissão de dados PC**  
**Sensor de dedo SpO<sub>2</sub>**  
**Microfone de ronco**  
**Medidor de atividade**  
**Sensor de posição externo**  
**Cabo de ligação ECG**

### Desinfetante

**mikrozid® AF wipes**  
 Schülke & Mayr GmbH



N.º de encomenda: **109203**

### Aplicação

**Desinfeção com pano**  
 (Observe os tempos de atuação)

Certifique-se de que não entram líquidos no gravador ou nas conexões de ficha ou nas ligações!  
 Para o efeito, utilize os bujões fornecidos com o conjunto de limpeza.

\* Para obter informações mais detalhadas, consulte o plano de higiene do fabricante Dr. Fenyves und Gut Deutschland.



  
 Dr. Fenyves und Gut Deutschland  
 Daimlerstraße 23  
 72414 Rangendingen, Alemanha

### Distribuição + Assistência

Löwenstein Medical  
 Arzbacher Straße 80  
 56130 Bad Ems, Alemanha  
 T. +49 2603 9600-0  
 F. +49 2603 9600-50  
 info@loewensteinmedical.com  
 loewensteinmedical.com

