

## Desinfektionsanleitung



Drücken Sie die Start-/Stopp-Taste für 3 Sekunden, um die Therapie zu beenden und den Trocknungsmodus zu starten bzw. zu beenden. Entfernen Sie das Schlauchsystem und dekonnectieren Sie das Gerät von der Stromquelle.



Entfernen Sie das Schlauchsystem mit der Wasserkammer und setzen Sie den Filter sowie die grüne Kappe wie auf der Abbildung sichtbar ein.



Konnektieren Sie den roten Schlauch mit dem Atemgasauslass und das Ozondesinfektionsgerät mit dem offenen Anschluss.



Drücken Sie die Taste des Ozondesinfektionsgerätes, um die Desinfektion zu starten. Die Desinfektion endet automatisch nach 35 Minuten.



Zum Abschluss der Desinfektion entfernen Sie den Filter und trennen Sie den Therapieschlauch sowie das Ozondesinfektionsgerät vom High-Flow-Gerät. Nutzen Sie das Gerät für mindestens eine Stunde nach der Desinfektion nicht.



Prolinx  
Brehmstr. 56,  
40239 Düsseldorf, Deutschland



Shenyang RMS Medical  
No. 21, Gaoke Road,  
Hunnan New District, Shenyang, China

### Importeur + Vertrieb

Löwenstein Medical  
Arzbacher Straße 80, 56130 Bad Ems, Deutschland  
T. +49 2603 9600-0, F. +49 2603 9600-50  
info@loewensteinmedical.com, loewensteinmedical.com

