

Aperçu des fonctionnalités

Samoa lite, Samoa, Scala, Sonata



Fonction	Samoa lite Screening	Samoa Polygraphie	Scala Polygraphie	Sonata Polysomnographie
EEG	-	-	✓ par l'intermédiaire des canaux ExG	✓
EOG	-	-	✓ par l'intermédiaire des canaux ExG	✓
EMG menton	-	-	✓ par l'intermédiaire des canaux ExG	✓
ECG	-	-	✓ par l'intermédiaire des canaux ExG	✓
EMG Jambe	-	-	✓ par l'intermédiaire des canaux ExG	✓
ExG*	-	-	✓	✓
Débit (canule nasale)	✓	✓	✓	✓
Débit (thermistance)	-	✓	✓	✓
Thorax / Abdomen (capteur pneumatique)	-	✓	✓	✓
Thorax / Abdomen (RIP)	-	-	✓	✓
Ronflement (canule nasale)	✓	✓	✓	✓
Ronflement (capteur de ronflement piezzo)	-	-	✓	✓
SpO ₂	✓	✓	✓	✓
Pouls	✓	✓	✓	✓
Onde de pouls	✓	✓	✓	✓
PTT	-	-	-	✓
Position	✓	✓	✓	✓
Lumière	✓	✓	✓	✓
Pression	✓	✓	✓	✓
Fréquence respiratoire	✓	✓	✓	✓
Fréquence cardiaque	-	-	✓	✓
Phase T-A	-	✓	✓	✓
Pression sanguine	-	-	-	✓
Actimètre (capteur externe)	-	-	-	✓
Actimètre (interne)	✓	✓	-	-
Mesures hors ligne	✓	✓	✓	✓
Mesures en ligne	✓	✓	✓	✓
Canaux prisma numériques (en ligne)	✓	✓	✓	✓
Canaux analogiques externes	✓	✓	✓	✓
Audio / Vidéo (en ligne)	✓	✓	✓	✓
Jumelage Bluetooth (hors ligne) à prisma SMART / SOFT max / plus	-	✓	-	-
Connectivité WLAN / Wi-Fi	-	-	✓	✓

*2 canaux à configuration libre sont disponibles, par ex. EEG, EOG, EMG, LEMG ou ECG.

Mentions légales:

Dénomination : Samoa, Scala, Sonata
 Indications : Diagnostic des troubles du sommeil. Utilisation à domicile ou en milieu hospitalier. Patient à partir de 1kg
 Classe du DM : IIa
 Organisme notificateur : F+G Dr. Fenyves und Gut
 Bon usage : Lire attentivement la notice d'utilisation fournie avec le dispositif

Remboursement : Prise en charge par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations : consultez les modalités sur le site www.ameli.fr
 Fabricant : F+G Dr. Fenyves und Gut
 Distributeur : Löwenstein Médical France

Ce document est destiné aux professionnels et prestataires de santé à domicile.

