

LM 2000

Aktive Atemgasbefeuchtung für alle Patientengruppen.

Mit seinen umfangreichen Funktionen und Komponenten ermöglicht **das Befeuchtungssystem LM 2000** die Anwendung bei Neugeborenen, Kindern und Erwachsenen. Mit dem großen Touchscreen ist der komfortable und schnelle Zugriff zu allen erforderlichen Informationen und Funktionen gewährleistet. Das Schlauchsystem mit integriertem Heizdraht sorgt für die erforderliche Luftfeuchtigkeit und eine stabile Temperaturleistung, um übermäßige Kondensatbildung zu vermeiden.

Umfangreiche Funktionen für maximale Flexibilität

- Automatische Wasserkammererkennung
- Elektronische Wasserfüllstanderkennung
- Individuelle Steuerung des expiratorischen Heizdrahts
- Ereignis- und Alarmprotokoll
- Automatische Leistungseinstellung
- Individuelle Temperatureinstellung
- Invasiv-, Noninvasiv-, Weaning-Modus
- Bildschirmschoner für den Nachtmodus
- Geringe Durchflussraten bei Beatmung der kleinsten Patienten bis hin zu sehr hohen Durchflussraten bei Erwachsenen im Rahmen der nasalen High-Flow O₂-Therapie





LM 2000



Lieferumfang

Temperatursonde 1,80 m 1,40 m bei Atemgas- befeuchter für Neonatologie	0217107 0217121	Schlauchheizungsadapter 01420138 inspiratorisch / expiratorisch (i+e)	Wechselstrom-Netz Kabel 0217140 mit gewinkelttem IEC-Stecker und Schukosteckdose
--	--------------------	---	---

Zubehör

Schlauchheizungsadapter 0217108-1 inspiratorisch (i)	Allegra Sterilwasser 03395186 1000 ml Flasche	Befeuchterhalterung 01420138 für Normschiene / Rundrohr
--	---	---

Weitere Informationen zu unseren Therapielösungen, Zubehör und Maskensystemen finden Sie unter loewensteinmedical.com

Technische Daten

Abmessungen B x H x T in mm	154 x 150 x 160 mm	Leistung der internen Heizdrähte	60 W max. (2 Leitungen: 90 W max.)
Gewicht	ca. 1,6 kg (ca. 1,8 kg mit maximal befüllter Befeuchterkammer ca. 114 ml)	Isolierung	Klasse 11
Netzfrequenz	50 – 60 Hz	Anwendungsteile	Typ BF
Betriebsspannung	230 V ± 10 % 120 V ± 10 %	Display	Touchscreen
Leistungsaufnahme	260 VA max.	Alarmlautstärke	50 dB in 1 Meter Abstand
Leistung der Heizplatte Aufwärmdauer max.	160 W 20 min	Thermosicherung	115 °C
		Messgenauigkeit der Temperatursonden	± 2 °C

Gerätebezeichnung

Atemgasbefeuchter LM 2000, 230 V	0217105-1
Atemgasbefeuchter LM 2000, 110 V	0217106-1

Artikel-Nr.

CE 0197



E-Catalog für
klinisches Fachpersonal

Bitte nutzen Sie auch die aktuelle Preisliste.



Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
56130 Bad Ems, Deutschland

Vertrieb + Service
Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
56130 Bad Ems, Deutschland
T. +49 2603 9600-0
F. +49 2603 9600-50
info@loewensteinmedical.com
loewensteinmedical.com



© Urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung jeder Art nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch Löwenstein Medical. Alle Angaben aus drucktechnischen Gründen ohne Gewähr. pdfa100314e2238