

Hygieneempfehlungen

Sonata / Scala / Samoa



Artikel

Effort-Sensoren (Druckpads)

Sonata, Scala, Samoa Hauptmodule

(Kontakte schützen!)

Sonata Neuromodul

(Kontakte schützen!)

Halteschale Patientenrekorder

Halteschale Neuromodul

Sonata Base

Verbindungskabel Sonata / Scala zu Sonata Base

Tasche mit Umhängeschlaufe

Desinfektionsmittel

mikrozyd® universal wipes premium

Schülke & Mayr GmbH



Bestellnr.: **109186**

Anwendung

Wischdesinfektion

(Einwirkzeiten beachten)

Es ist darauf zu achten, dass keine Flüssigkeiten in den Rekorder oder in die Steckverbindungen bzw. Anschlüsse gelangen!

Bitte nutzen Sie dafür die mitgelieferten Stopfen des Reinigungssets.

Artikel

Alle Gurte

Thermistor

Sonata Intercom-Kabel

USB-Kabel für Datenübertragung PC

Fingersensor SpO₂

Schnarchmikrofon

Aktimeter

Externer Lagesensor

EKG Anschlusskabel

Desinfektionsmittel

mikrozyd® AF wipes

Schülke & Mayr GmbH



Bestellnr.: **109203**

Anwendung

Wischdesinfektion

(Einwirkzeiten beachten)

Es ist darauf zu achten, dass keine Flüssigkeiten in den Rekorder oder in die Steckverbindungen bzw. Anschlüsse gelangen!

Bitte nutzen Sie dafür die mitgelieferten Stopfen des Reinigungssets.

* Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem Hygieneplan des Herstellers Dr. Fenyves und Gut Deutschland.



Dr. Fenyves und Gut Deutschland
Daimlerstraße 23
72414 Rangendingen, Deutschland

Vertrieb + Service
Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
56130 Bad Ems, Deutschland
T. +49 2603 9600-0
F. +49 2603 9600-50
info@loewensteinmedical.com
loewensteinmedical.com

