

Bescheinigung

Wir, der Hersteller Weinmann Geräte für Medizin GmbH + Co. KG, Kronsaalsweg 40, 22525 Hamburg, bestätigen, dass unser Produkt

ACCUVAC Basic, Absaugpumpe

im Flugzeug verwendet werden kann – unter der Bedingung, dass der Kabineninnendruck nicht unter 0,7 bar beträgt. Dies ist uns vom Hersteller des Akkus bestätigt worden.

Die ACCUVAC Basic erfüllt bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit die Normen EN 55011 (Funkentstörung) und EN 61000-4 Teil 2 bis 5 und 11 (Funkstörfestigkeit) sowie die EG Richtlinie 95/54/EG (e1-Prüfzeichen).

Hamburg, im Februar 2006

WEINMANN
Geräte für Medizin GmbH + Co. KG



Dipl.-Kfm. Mark Brandmeier
Produktmanager Heimbeatmung & Sauerstoffmedizin