


# Patient Interface



Herzstück für mehr Patienten-Compliance.

# Patient Interface

Unsere Masken-Lösungen für Zuhause und für die Klinik.



Im Homecare-Bereich (Schlafmedizin und außerklinische Beatmung) sind die Ansprüche vielfältig: Beatmungsmasken müssen eine perfekte Passform und hohen Tragekomfort bieten. Gleichzeitig sollen sie klein und leicht sowie einfach zu bedienen sein. Eine leise und diffuse Ausatmung, ein Kugelgelenk für mehr Bewegungsfreiheit und ein ansprechendes Äußeres runden das Bild ab.

Im Klinik-Bereich haben die Ansprüche einen anderen Schwerpunkt: Beatmungsmasken müssen auch bei hohen Drücken weiterhin gut abdichten und stabil sitzen. Insbesondere eine Herausforderung, da die Druckdifferenz zwischen Inspiration und Expiration oft groß ist. Je nach Bedarf müssen sie wiederaufzubereiten sein (reusable) oder werden nur für einen Patienten verwendet (Single-Patient-Use).


Diese Anforderungen machen Beatmungsmasken zum Herzstück für mehr Patienten-Compliance sowie Therapieerfolg und stellen kein Problem für unsere Masken-Familien dar:

Im Homecare-Bereich die ausgezeichnete CARA-Familie, die kleine JULIA, die anpassungsfähige JOYCEone-Familie sowie die einfach zu bedienende JOYCEeasy-Familie.

Im Klinik-Bereich die Single-Patient-Use Maske JOYCEclinic Full Face sowie übergreifend die wiederaufbereitbare Beatmungsmaske LENA.

**Dank dieser Vielfalt findet wirklich Jeder die Maske, die (zu) ihm passt.**

# Für jede Anforderung die passende Maske:




Unsere CARA-Masken sind ausgezeichnet



## Unsere Masken im Überblick



							
		CARA	CARA Full Face	JULIA	JOYCEone	JOYCEone Full Face	
		Nasal-Maske	Mund-Nasen-Maske	Nasal-Maske	Nasal-Maske	Mund-Nasen-Maske	
		vented	vented	vented	vented	vented	non-vented
Größe/ Bestellnummer	XS	25590	—	—	—	—	—
	S	25600	25630	26710	25260	25290	25270
	M		25640	26720			
	L	25610	25650	26730			
	XL	25580	25680	—			
Druckbereich		4 – 30 hPa	4 – 25 hPa	4 - 30 hPa	4 – 30 hPa	4 – 30 hPa	4 – 30 hPa
Lautstärke (db(A) bei 10 hPa) Schalldruckpegel		18	19	18	19	19	—
Nachhaltig		—	—	•	—	—	—
Kugelgelenk		•	•	flexibler Maskenschlauch	•	•	—
Wiederaufbereitbar für Patientenwechsel		•	•	•	•	•	•
Made in Germany		•	•	•	•	•	•



mit  
Doppellippe

 JOYCEeasy Nasal- Maske	 JOYCEeasy Full Face Mund-Nasen- Maske	 JOYCEeasy next Full Face Mund-Nasen- Maske		 LENA Mund-Nasen- Maske		 JOYCEclinic Full Face Mund-Nasen- Maske		
vented	vented	vented	non-vented	vented	non-vented	non-vented	non-vented + AAV	vented
—	—	—	—	—	—	—	—	—
25510	25910	25109	25159	26460	26960	26805 / 26857*	26845 / 26869*	26840 / 26866*
25520	25920	25119	25169	26470	26970	26815 / 26858*	26855 / 26870*	26850 / 26867*
25530	25930	25129	25179	26480	26980	26825 / 26859*	26865 / 26871*	26860 / 26868*
—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 – 30 hPa	4 – 30 hPa	4 – 40 hPa	4 – 40 hPa	4 – 35 hPa	4 – 35 hPa	4 – 50 hPa	4 – 50 hPa	4 – 50 hPa
17	13	13	—	12	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
•	•	•	—	•	—	—	—	—
•	•	•	•	•	•	—	—	—
•	•	•	•	•	•	•	•	•

\* im 10er-Set

# Die Passformen

Passformen Nasalkissen



**JULIA**  
3 Größen für bis zu 95 %  
aller Gesichter



**CARA**  
4 Größen für 95 %  
aller Gesichter




**JOYCEone**  
One size / breiter und  
flexibler Nasenrücken



**JOYCEeasy**  
schmal geschnitten

mit  
Doppellippe

Passformen Mund-Nasen-Kissen



**LENA**  
druckstabil  
bis 35 mbar  
3 Größen



**CARA Full Face**  
4 Größen für 90 %  
aller Gesichter



**JOYCEone Full Face**  
One size / breiter und  
flexibler Nasenrücken



**JOYCEeasy next Full Face**  
breiter und länger als  
JOYCEeasy Full Face /  
höhere Drücke



**JOYCEeasy Full Face**  
schmal geschnitten



## Zubehör



### NV-Winkel

Wir bieten neben der üblichen vented-Variante auch das Set Winkel Full Face NV an.



### NV+AAV-Winkel

Wir bieten neben den Standard-Winkeln vented und non-vented auch die Variante non-vented mit Notfall-ausatemventil (AAV) an.



### Endoskopieadapter

Endoskopieren unter NIV – mit unserer Lösung für Profis! Tauschen Sie einfach bei vielen unserer Masken den Maskenwinkel gegen den Endoskopie-Adapter aus.




### Reißleine

Die Reißleine wird alternativ zum Bänderungsclip montiert. Patienten mit Arthritis oder eingeschränkter Mobilität (z.B. nach Schlaganfall) profitieren von der einfachen Bedienung.



### XL Kopfbänderung

Ab einem Kopfumfang von 60 cm ist diese Kopfbänderung die 1. Wahl. Sie kann mit allen gängigen Masken kombiniert werden.



### Silentflow 3

Dieses externe Ausatemsystem wird im klinischen Umfeld mit NV-Masken verwendet. Beidseitig Ø 22 mm männlich

	NV-Winkel	NV+AAV-Winkel	Endoskopie-adapter NV	Reißleine	XL Kopfbänderung (ohne Clips)
<b>CARA</b>	—	—	—	—	●
<b>CARA Full Face</b>	—	—	—	25623	●
<b>JULIA</b>	—	—	—	—	—
<b>JOYCEone</b>	—	—	—	—	●
<b>JOYCEone Full Face</b>	25275	—	15864	26890	●
<b>JOYCEeasy</b>	—	—	—	—	●
<b>JOYCEeasy Full Face</b>	25275	—	15864	26890	●
<b>JOYCEeasy next Full Face</b>	25275	—	15864	26890	●
<b>LENA</b>	15970	—	15968	26464	●
<b>JOYCEclinic Full Face</b>	25269	26834	15864	im Standard-lieferumfang	—



# LÖWENSTEIN

medical

**Vertrieb + Service**

Löwenstein Medical  
Arzbacher Straße 80, 56130  
Bad Ems, Deutschland  
T. +49 2603 9600-0  
F. +49 2603 9600-50  
info@loewensteinmedical.com  
loewensteinmedical.com



Löwenstein Medical Technology  
Kronsaalsweg 40  
22525 Hamburg, Germany

 **Menschen im Mittelpunkt**

**CE 0197**



© Urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung jeder Art nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch Löwenstein Medical.  
Alle Angaben aus drucktechnischen Gründen ohne Gewähr.