

# INOGEN ONE<sup>G3</sup> System



Inogen One<sup>®</sup> G3  
AC Netzteil\*  
Artikel # BA300



Inogen One<sup>®</sup> G3  
Tragetasche\*  
Artikel# CA300



Inogen One<sup>®</sup> G3  
'Single' Lithium-Ionen-Batterie\*\*  
Bis 4 Stunden Laufzeit  
Artikel#BA300



Inogen One<sup>®</sup> G3  
'Double' Lithium-Ionen-Batterie\*\*  
Bis 8 Stunden Laufzeit  
Artikel #BA316



**Nur  
2.2 kg!**

## Das Inogen One<sup>®</sup> G3 System (IS-300):

- 45% Kleiner
  - 30% Leichter
  - 27% Mehr Sauerstoff pro Kilo
- Im Vergleich zum Inogen One G2

\*Inbegriffen bei das System

\*\*Das System ist verfügbar mit Single oder Double Batterie

## Sauerstoff. Jederzeit. Überall.

Eine Sauerstofftherapie sollte Sie in keiner Weise einschränken. INOGEN ONE G3 ermöglicht genau das: keine Sorgen mehr, dass der Sauerstoff-therapie ausgehen könnte und keine Notwendigkeit,

INOGEN ONE G3 ist ein schickes und schickes Gerät, das Sie mit sich herumtragen zu müssen. Verwenden Sie

Inogen One® G3 ist Sauerstoff. Jederzeit. Überall.

<b>Gewicht</b>	2.2 kg mit einzige Batterie
<b>Maße</b>	Länge: 22 cm Breite: 8 cm Höhe: 18 cm
<b>Sauerstoff-Fluss</b>	Intelligent Delivery Technology Vier Flusseinstellungen 1, 2, 3, 4
<b>Stromerkennung</b>	AC Netzteil 100-240V, 50-60Hz (auto sensing für den weltweiten Einsatz) 12V DC in PKW, Flugzeug, Schiff, Bahn oder Campingwagen
<b>Batterie</b>	Dauer (einzige Batterie): 3.5 bis 4 Stunden Ungefähr 2-4 Stunden aufladen mit AC oder DC Strom Dauer (doppele Batterie): 7 bis 8 Stunden Ungefähr 4-8 Stunden aufladen mit AC oder DC Strom
<b>Lärmstufe</b>	42 Dezibel*
<b>Garantie</b>	3 Jahr**
<b>Bedienung</b>	Einfache Bedienelemente und leicht ablesbares LCD-Display
<b>Einsatz</b>	Entwickelt für 24/7 Benutzung, zu Hause oder unterwegs

\*Bei Einstellung 2

\*\*Siehe beschränkte Garantieerklärung für vollständige Details

Hergestellt von:

