

Samoa lite

Schlafapnoe Screening leicht gemacht.

Samoa lite ist ein **Screening Gerät**, welches zur Detektion und zur Therapiekontrolle von schlafbezogenen Atmungsstörungen eingesetzt wird.

Wichtige Parameter wie **Atmung, Körperlage, SpO₂, Puls und Schnarchen** werden mit dem Gerät, i.d.R. nachts beim Patienten zuhause, aufgezeichnet und können über die zugehörige Software am PC bewertet werden.

Im Alltag überzeugt es durch seine **Einfachheit** in der Benutzung, seine **Aussagekraft** und durch die **bewährte Qualität** der Löwenstein Diagnostikprodukte.

Der Systemgedanke lässt einen einfachen und unkomplizierten Mischbetrieb mit den weiteren Geräten Samoa, Scala und Sonata innerhalb einer Betriebsstätte zu.



Samoa lite



Zubehör

	Artikelnummer		Artikelnummer
Staudruck Nasenbrille, 50 cm, LuerLock	200-0312/10	USB-Anschlusskabel, 1,8 m	930224
Staudruckbrille nasal/oral, 60 cm, LuerLock, kleiner Mundabgriff	500003	Tragegurt Thorax, Größe M	926280
Staudruckbrille nasal/oral, 60 cm, LuerLock, großer Mundabgriff	200-0312/15	Akku	929180
T-Adapter mit LuerLock, 80 cm	ta80	Akkudeckel	929124
T-Adapter mit LuerLock, 200 cm	ta200	Ladeschale für Akku	929181
SpO ₂ Softclip-Fingersensor	929100	Ladenetzteil	930209
Klettband Arm	200-0311	Halteschale	929250
		Transporttasche	929340

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H):	90 mm x 66 mm x 29 mm
Gewicht:	135 g inklusive Akku
Gehäuse:	ABS, UL 94HB
Speichermedium:	Interne SD Karte
Speicherkapazität:	Mind. 100 Std.
Fehleranzeige:	Leuchtdiode an der Geräte-Oberseite
Batteriestatuskontrolle:	Leuchtdioden-Anzeige an der Geräte-Oberseite
Datenübertragung:	USB-Schnittstelle mit Kabel zur Datenübertragung
Spannungsversorgung:	Wiederaufladbarer Li-Ion Akku 3.6V mit Lade-Elektronik und Schutzschaltung
Wartung und Service:	Wartungs- und servicefrei
Updates Software:	Lebenslange kostenfreie Softwareupdates für Analyse- und Auswertesoftware
Lizensierung Software:	Keine Softwarelizenzierung notwendig

Gerätebezeichnung	Artikelnummer
Samoa lite	929025

CE 0483




Dr. Fenyves und Gut Deutschland
Daimlerstr. 23
72414 Rangendingen, Deutschland

Vertrieb + Service
Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
56130 Bad Ems, Deutschland
T. +49 2603 9600-0
F. +49 2603 9600-50
info@loewensteinmedical.com
loewensteinmedical.com



 **Menschen im Mittelpunkt**

