

Samoa lite

Cribado fácil de la apnea del sueño.

Samoa lite es un **aparato de cribado** que se utiliza para detectar trastornos respiratorios relacionados con el sueño, así como para controlar la terapia de los mismos.

Los parámetros importantes, como **respiración, posición del cuerpo, la saturación arterial de oxígeno (SpO₂), pulso y ronquidos** se registran con el aparato, normalmente por la noche en el domicilio del paciente, y pueden evaluarse en un PC con el software correspondiente.

En el día a día convence por su **sencillez** de uso, su **valor informativo** y la **calidad demostrada** de los productos de diagnóstico de Löwenstein.

El concepto del sistema permite un funcionamiento mixto sencillo y sin complicaciones con los demás aparatos Samoa, Scala y Sonata en un mismo establecimiento.



Samoa lite



Accesorios

	Número de artículo		Número de artículo
Gafas nasales de presión dinámica, 50 cm, Luer- Lock	200-0312/10	Cable de conexión USB, 1,8 m	930224
Gafas de presión dinámica nasales/orales, 60 cm, Luer-Lock, boquilla pequeña	500003	Correa torácica, talla M	926280
Gafas de presión dinámica nasales/orales, 60 cm, Luer-Lock, boquilla grande	200-0312/15	Batería	929180
Adaptador en T con Luer-Lock, 80 cm	ta80	Tapa de batería	929124
Adaptador en T con Luer-Lock, 200 cm	ta200	Base de carga para batería	929181
Sensor para el dedo SpO ₂ con softclip	929100	Fuente de alimentación	930209
Cinta de velcro brazo	200-0311	Base de soporte	929250
		Bolsa de transporte	929340

Datos técnicos

Dimensiones (L x Al x An):	90 mm x 66 mm x 29 mm
Peso:	135 g con batería incluida
Carcasa:	ABS, UL 94HB
Medio de memoria:	Tarjeta SD interna
Capacidad de memoria:	Mín. 100 horas
Indicación de error:	Diodo luminiscente en la parte superior del aparato
Control de estado de la batería:	Indicación con diodo luminiscente en la parte superior del aparato
Transmisión de datos:	Interfaz USB con cable para transmisión de datos
Alimentación de corriente:	Batería recargable de iones de litio de 3,6 V con electrónica de carga y circuito de protección
Mantenimiento y servicio:	No requiere mantenimiento ni servicio
Actualizaciones de software:	Actualizaciones gratuitas de por vida del software de análisis y evaluación
Licencias de software:	No es necesaria ninguna licencia de software

Denominación del aparato	Número de artículo
Samoa lite	929025

CE 0483




Dr. Fenyves und Gut Deutschland
Daimlerstr. 23
72414 Rangendingen, Alemania

Distribución y servicio
Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
56130 Bad Ems, Alemania
T. +49 2603 9600-0
F. +49 2603 9600-50
info@loewensteinmedical.com
loewensteinmedical.com

