

# Samoa lite

Pour un dépistage simple de l'apnée du sommeil.

Samoa lite est un **appareil de dépistage** utilisé pour détecter et surveiller les troubles respiratoires liés au sommeil (TRS).

Cet appareil enregistre des données, tels que **la respiration, la position, le taux de SpO<sub>2</sub>, le pouls et les ronflements**, tout au long de la nuit pendant que le patient dort. Le logiciel associé se charge par la suite d'analyser les données sur PC.

Samoa lite se caractérise par une utilisation **simple**, des **données significatives** et la **qualité éprouvée** des produits de diagnostic Löwenstein.

Conçu comme partie intégrante du système Löwenstein, il peut être facilement combiné directement à d'autres appareils Samoa, Scala et Sonata sur un même type d'utilisation.



# Samoa lite



## Accessoires

	Référence		Référence
Canule nasale, 50 cm, Luer Lock	200-0312/10	Câble USB, 1,8 m	930224
Canule bucco-nasale, 60 cm, Luer Lock, capteur buccal de petite taille	500003	Sangle de transport Thorax, taille M	926280
Canule bucco-nasale 60 cm, Luer Lock, capteur buccal de grande taille	200-0312/15	Batterie	929180
Adaptateur en T avec Luer Lock, 80 cm	ta80	Cache de batterie	929124
Adaptateur en T avec Luer Lock, 200 cm	ta200	Socle de recharge pour batterie	929181
Capteur de SpO <sub>2</sub> souple Softclip pour doigt	929100	Bloc d'alimentation électrique du chargeur	930209
Bracelet à fermeture autoagrippante	200-0311	Support	929250
		Sacoche de transport	929340

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x P) :	90 mm x 66 mm x 29 mm
Poids :	135 g, avec batterie
Boîtier :	ABS, UL 94HB
Support de stockage :	carte SD interne
Capacité de stockage :	100 heures minimum
Indication des erreurs :	LED sur le dessus de l'appareil
Indicateur niveau de charge batterie :	LED sur le dessus de l'appareil
Transmission de données :	port USB avec câble de transmission
Alimentation électrique :	batterie Li-ion de 3,6 V avec système électronique de recharge et circuit de protection
Entretien et maintenance :	aucune opération d'entretien ou de maintenance requise
Mises à jour du logiciel :	mises à jour gratuites pour le logiciel d'analyse pendant toute la durée de vie de l'appareil
Licence logicielle :	aucune licence logicielle requise

Description de l'appareil	Référence
Samoa lite	929025

CE 0483

### Mentions légales

Dénomination :	Samoa Lite	Remboursement :	Prise en charge par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations : consultez les modalités sur le site <a href="http://www.ameli.fr">www.ameli.fr</a>
Indications :	Diagnostic des troubles du sommeil. Utilisation à domicile ou en milieu hospitalier. Patient à partir de 1kg	Fabricant :	F+G Dr. Fenyves und Gut
Classe du DM :	IIa	Distributeur :	Löwenstein Médical France
Organisme notificateur :	F+G Dr. Fenyves und Gut		
Bon usage :	Lire attentivement la notice d'utilisation fournie avec le dispositif		Ce document est destiné aux professionnels et prestataires de santé à domicile.



Dr. Fenyves und Gut Deutschland  
Daimlerstr. 23  
72414 Rangendingen, Allemagne



**Maison mère**  
Löwenstein Medical  
Arzbacher Straße 80  
56130 Bad Ems, Allemagne  
[loewensteinmedical.com](http://loewensteinmedical.com)

**Ventes + Service**  
Löwenstein Medical Schweiz  
Seestrasse 14b  
5432 Neuenhof, Suisse  
T. +41 (0)56 4 16 41 26  
F. +41 (0)56 4 16 41 21  
[info@loewensteinmedical.ch](mailto:info@loewensteinmedical.ch)  
[loewensteinmedical.com](http://loewensteinmedical.com)

**Ventes + Service**  
Löwenstein Médical France  
6, Rue de l'Aulnay-Dracourt  
91300 Massy, France  
T. +33 (0)1 69 35 53 20  
[france@loewensteinmedical.com](mailto:france@loewensteinmedical.com)  
[loewensteinmedical.com](http://loewensteinmedical.com)

