

# Samoa lite

## Простой скрининг апноэ во сне.

Samoa lite – это скрининговый аппарат, который используется для обнаружения и мониторинга лечения при нарушениях дыхания во время сна (SDB). Аппарат регистрирует важные параметры такие, как: дыхание, положение тела, SpO<sub>2</sub>, пульс и храп в течение ночи, когда пациента спит дома. Позже программное обеспечение для ПК проанализирует данные. Samoa lite отличается простотой использования, значимыми данными и проверенным качеством диагностических продуктов от Löwenstein. Концепция системы обеспечивает простое и понятное использование с дополнительными диагностическими системами Samoa, Scala and Sonata в пределах одной рабочей инфраструктуры.



# Samoa lite



## Комплектующие

	Номер артикула		Номер артикула
Насальная канюля, для взрослых, 50 см, LuerLock	200-0312/10	USB кабель, 1.8 м	930224
Канюля мониторинга, давления назальная/оральная, 60 см, LuerLock, маленькая трубка для рта	500003	Нагрудный ремень, размер M, черный	926280
Канюля мониторинга, давления назальная/оральная, 60 см, LuerLock, большая трубка для рта	200-0312/15	Перезаряжаемая батарея для Samoa	929180
T-адаптер, одноразовый, LuerLock, 80 см	ta80	Крышка перезаряжаемой батареи для Samoa	929124
T-адаптер, одноразовый, LuerLock, 200 см	ta200	Подставка для зарядки перезаряжаемой батареи Samoa	929181
Мягкий датчик SpO <sub>2</sub>	929100	Адаптер питания	930209
Крепление на руку для SpO <sub>2</sub> датчика	200-0311	Держатель для Samoa	929250
		Сумка для транспортировки	929340

## Технические характеристики

Размеры:	90 мм x 66 мм x 29 мм (длина x ширина x глубина)
Масса:	135 г с аккумуляторной батареей
Корпус:	ABS, UL 94HB
Носитель данных:	SD карта
Объем памяти:	мин. 100 часов
Индикация ошибок:	Светодиод на верхней панели корпуса
Индикатор статуса батареи:	Светодиод на верхней панели корпуса
Передача данных:	разъем USB с кабелем для передачи данных
Источник питания:	Перезаряжаемая литий-ионная батарея на 3,6 В с электронной зарядной системой и защитной схемой
Техническое и сервисное обслуживание:	техническое и сервисное обслуживание не требуется
Обновления программного обеспечения:	бесплатные обновления нашего аналитического программного обеспечения в течение всего срока службы аппарата
Лицензия на программное обеспечение:	лицензия на программное обеспечение не требуется

## Описание аппарата

## Номер артикула

Samoa lite 929025

CE 0483



Dr. Fenyves und Gut Deutschland GmbH  
Daimlerstr. 23  
72414 Rangendingen, Германия



**Главный офис**  
Löwenstein Medical  
Arzbacher Straße 80  
56130 Bad Ems, Германия  
Т. +49 2603 9600-0  
Ф. +49 2603 9600-50  
info@loewensteinmedical.com  
loewensteinmedical.com

**Уполномоченный представитель**  
ООО „ЛЕВЕНШТАЙН МЕДИКАЛ РУС“  
Ул. Гостиничная, д.5, 127106  
Москва, Россия  
Т: +7 916 927 85 86  
+7 495 150 77 38  
LMRussia@loewensteinmedical.com  
www.loewensteinmedical.com

