

Sonata / Scala / Samoa



Artículo

Sensores de esfuerzo (almohadillas de presión)
Módulos principales Sonata, Scala, Samoa
 (¡Proteger los contactos!)
Módulo neurológico Sonata
 (¡Proteger los contactos!)
Base de soporte registrador de paciente
Base de soporte módulo neurológico
Sonata Base
Cable de conexión Sonata / Scala a Sonata Base
Bolso con correa

Desinfectante

mikrozid® universal wipes premium
 Schülke & Mayr GmbH



Número de pedido: **109186**

Aplicación

Desinfección mediante frotado
 (Observar el tiempo de actuación)

¡Evite que los líquidos entren en contacto con el registrador o con los conectores/conexiones eléctricas! Utilice para ello los tapones proporcionados en el juego de limpieza.

Artículo

Todas las correas
Termistor
Cable Intercom Sonata
Cable USB para transmisión de datos de PC
Sensor para el dedo SpO₂
Micrófono de ronquidos
Actímetro
Sensor de posición externo
Cable de conexión ECG

Desinfectante

mikrozid® AF wipes
 Schülke & Mayr GmbH



Número de pedido: **109203**

Aplicación

Desinfección mediante frotado
 (Observar el tiempo de actuación)

¡Evite que los líquidos entren en contacto con el registrador o con los conectores/conexiones eléctricas! Utilice para ello los tapones proporcionados en el juego de limpieza.

* Para información más detallada, consulte el plan de higiene del fabricante Dr. Fenyves und Gut Deutschland.




 Dr. Fenyves und Gut Deutschland
 Daimlerstraße 23
 72414 Rangendingen, Alemania

Ventas + servicio técnico

Löwenstein Medical
 Arzbacher Straße 80
 56130 Bad Ems, Alemania
 T. +49 2603 9600-0
 F. +49 2603 9600-50
 info@loewensteinmedical.com
 loewensteinmedical.com

