

LÖWENSTEIN
medical



Allegra M30

Die neue Geräte-Generation für die Sekretabsaugung.

Allegra M30

Die Allegra M30 ist durch den modularen Aufbau zukunftsorientiert. Durch die mechanische Trennung der Antriebseinheit vom Vakuumerzeuger ist die Allegra M30 servicefreundlich.

Sie vereint technische Innovation mit einem anwenderorientierten Handling und gibt den Anwendern somit ein neues Gefühl an Sicherheit.

- Modernes, ansprechendes Design
- Hoher Hygienestandard: Ein patientenbezogener Vakuumerzeuger und ein zusätzlicher Bakterienfilter bieten doppelte Sicherheit
- Elektronische Überwachung der Sogstärke
- Einfaches Bedienkonzept

Unsere Highlights

- Innovativer, modularer Aufbau
- Direkt am Gerät adaptierter Behälter
- Mechanische Trennung von Antriebseinheit und Vakuumerzeuger
- Doppelte Sicherheit durch zusätzlichen Bakterienfilter
- Zuverlässige Verriegelung des Behälterdeckels



Einzigartiges Wiederaufbereitungskonzept

Neben dem modernen Design und der einfachen Handhabung bietet die Allegra M30 ein einzigartiges Konzept, bei dem durch den modularen Aufbau die Antriebseinheit von der Vakuumpumpe mechanisch getrennt ist.

Der Vakuumerzeuger ist zusätzlich durch die im Behälter integrierte Überlaufsicherung und den

Bakterienfilter geschützt und ermöglicht somit eine einfache und kosteneffiziente Aufbereitung.

Zusätzlich zum Mehrwegbehälter gibt es auch ein Einwegbehältersystem, welches eine benutzerfreundliche, schnelle Absaugung und Entsorgung ermöglicht.



Technische Daten

Aggregatsleistung (Messpunkt Schlauchstutzen)	max. 30 l/min \pm 2 l/
Vakuum	max. -90 kPa
Behälter	Mehrweg-Sekretbehältersystem (1 l) Einweg-Sekretbehältersystem (1 l)
Absaugschlauch	CH25, Länge 150 cm (inkl. Fingertip)
CE-Kennzeichnung	CE0494
Abmessungen Grundgerät (H x B x T)	213 x 260 x 124 mm
Gewicht (Grundgerät)	2,8 kg
Betriebsdauer	5 Minuten AN, 5 Minuten AUS
Artikelnummer	REF 1510220h1 (inkl. Einweg-Behältersystem) REF1510215h1 (inkl. Mehrweg-Behältersystem)



LÖWENSTEIN medical

Vertrieb

Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80,
56130 Bad Ems, Deutschland
T. +49 2603 9600-0
F. +49 2603 9600-50
info@loewensteinmedical.com
loewensteinmedical.com



Asskea
Haßlocher Str. 9
99189 Gebesee, Deutschland
T. +49 36201 57970
info@asskea.de
asskea.de



p10117de2504

© Urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung jeder Art nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch Löwenstein Medical.
Alle Angaben aus drucktechnischen Gründen ohne Gewähr.