



# LÖWENSTEIN medical

## Distribución

Löwenstein Medical  
Arzbacher Straße 80,  
56130 Bad Ems, Alemania  
T. +49 2603 9600-0  
F. +49 2603 9600-50  
info@loewensteinmedical.com  
loewensteinmedical.com



Asskea  
Haßlocher Str. 9  
99189 Gebesee, Alemania  
T. +49 36201 57970  
info@asskea.de  
asskea.de



p10117es2504

© Protegido por derechos de autor. Reproducción de cualquier tipo únicamente con autorización expresa de Löwenstein Medical.  
Por motivos de impresión, toda la información está sujeta a cambios.

**LÖWENSTEIN**  
medical



# Allegra M30

La nueva generación de equipos para la aspiración de secreciones.

# Allegra M30

Allegra M30, gracias al diseño modular, está orientado hacia el futuro. La separación mecánica entre la unidad de accionamiento y el generador de vacío hace que Allegra M30 sea fácil de mantener y reparar.

Combina la innovación técnica con un manejo centrado en el usuario, con lo que le proporciona una nueva sensación de seguridad.

- Diseño moderno y atractivo
- Alto nivel de higiene: un generador de vacío específico para el paciente y un filtro bacteriano adicional ofrecen doble seguridad
- Supervisión electrónica de la potencia de aspiración
- Concepto de manejo sencillo

## Aspectos destacados

- Innovador diseño modular
- Depósito adaptado directamente al equipo
- Separación mecánica entre la unidad de accionamiento y el generador de vacío
- Doble seguridad gracias al filtro bacteriano adicional
- Bloqueo fiable de la tapa del depósito



## Concepto único de reprocesado

Además del diseño moderno y el manejo sencillo, Allegra M30 ofrece un concepto único en el que, gracias al diseño modular, la unidad de accionamiento está separada de forma mecánica de la bomba de vacío.

Además, el generador de vacío cuenta con una protección contra desbordamientos integrada en el depósito, así como un filtro bacteriano, lo que permite un reprocesado sencillo y rentable.

Además del depósito reutilizable, también existe un juego de depósitos desechables, que permite una extracción y eliminación fáciles y rápidas.



### Datos técnicos

Potencia de aspiración (punto de medición en la boquilla del tubo)	máx. 30 l/min ± 2 l/
Vacío	máx. -90 kPa
Depósito	Sistema de depósito reutilizable para secreciones (1 l) Sistema de depósitos desechables para secreciones (1 l)
Tubo de aspiración	CH25, longitud 150 cm (incl. válvula Fingertip)
Marca CE	CE0494
Dimensiones del equipo básico (an x al x pr)	213 x 260 x 124 mm
Peso (equipo básico)	2,8 kg
Tiempo operativo	5 minutos encendido, 5 minutos apagado
Número de artículo	REF 1510220h1 (incl. sistema de depósitos desechables) REF1510215h1 (incl. sistema de depósito reutilizable)