

LÖWENSTEIN
medical



Allegra M30



La nouvelle génération d'appareils d'aspiration des mucosités.

Allegra M30

L'Allegra M30 est tournée vers l'avenir grâce à sa structure modulaire. Grâce à la séparation mécanique de l'unité d'entraînement et du générateur de vide, l'Allegra M30 est facile à entretenir.

Il allie innovation technique et une manipulation orientée utilisateur, tout en procurant à l'utilisateur un nouveau sentiment de sécurité.

- Design moderne et attractif
- Normes élevées en matière d'hygiène :
Un générateur de vide adapté au patient et un filtre antibactérien supplémentaire offrent une double sécurité
- Surveillance électronique de la puissance d'aspiration
- Concept de commande simple

Nos points forts

- Structure modulaire innovante
- Conteneur adapté directement sur l'appareil
- Séparation mécanique de l'unité d'entraînement et du générateur de vide
- Double sécurité grâce à un filtre antibactérien supplémentaire
- Verrouillage fiable du couvercle du bocal



Concept de décontamination unique

En plus de son design moderne et de sa manipulation facile, l'Allegra M30 offre un concept unique dans lequel l'unité d'entraînement est séparée mécaniquement de la pompe à vide au sein d'une structure modulaire.

Le générateur de vide est également protégé par la sécurité antidébordement et le filtre antibactérien intégrés dans le bocal, permettant un traitement simple et économique.

Outre le bocal réutilisable, il existe également un ensemble de récipients jetables pour une aspiration et une élimination rapides et conviviales.



Caractéristiques techniques

Puissance d'aspiration du groupe (point de mesure de l'embout du tuyau)	max. 30 l/min \pm 2 l/
Vide	max. -90 kPa
Récipient	Système de bocal à sécrétions (1 l) Système de bocal à sécrétions à usage unique (1 l)
Tuyau d'aspiration	CH25, longueur 150 cm (avec contrôle digital)
Marquage CE	CE0494
Dimensions appareil de base (H x l x P)	213 x 260 x 124 mm
Poids (appareil de base)	2,8 kg
Durée de fonctionnement	5 minutes MARCHÉ, 5 minutes ARRÊT
Numéro d'article	RÉF 1510220h1 (y compris système de bocal à usage unique) RÉF 1510215h1 (y compris système de bocal réutilisable)



LÖWENSTEIN medical

Ventes

Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80,
56130 Bad Ems, Allemagne
T. +49 2603 9600-0
F. +49 2603 9600-50
info@loewensteinmedical.com
loewensteinmedical.com



Asskea
Haßlocher Str. 9
99189 Gebesee, Allemagne
T. +49 36201 57970
info@asskea.de
asskea.de



p10117fr2504

© Protégé par le droit d'auteur. Toute forme de reproduction est soumise à l'autorisation expresse préalable de Löwenstein Medical.
Pour des raisons techniques d'impression, toutes les indications sont fournies sans garantie.