




Interfaz del paciente



La clave de un mejor cumplimiento por parte del paciente

Interfaz del paciente

Nuestras soluciones de máscara para el domicilio y el hospital



Los requisitos hacia las máscaras de ventilación no invasiva utilizadas en el **ámbito de los cuidados a domicilio** (medicina del sueño y ventilación de pacientes externos) son muy variados. Las máscaras deben ofrecer una buena comodidad de uso y adaptarse perfectamente. También deberían ser pequeñas, ligeras y fáciles de usar. El sistema de espiración debería ser silencioso con un flujo difuso y una articulación esférica que debería proporcionar libertad de movimiento. Finalmente, la máscara también debería tener buen aspecto.

Las exigencias hacia las máscaras **en el hospital** tienen un enfoque diferente. En este caso, las máscaras de respiración artificial necesitan una buena hermetización y un ajuste estable para soportar altas presiones. Esto es particularmente importante porque la diferencia de presión entre la inspiración y la espiración es, a menudo, considerable. En función de sus usos específicos, las máscaras deben ser reutilizables (apropiadas para


el tratamiento higiénico) o desechables después de un solo uso (uso en un único paciente).

Satisfacer estos requisitos para las máscaras es clave para asegurar un mayor cumplimiento por parte del paciente y el éxito de la terapia. Nuestro programa de máscaras afronta este reto con una amplia gama de soluciones:

El segmento de cuidados a domicilio incluye la destacada familia CARA, la familia adaptable JOYCEone, la familia fácil de usar JOYCEeasy y las variantes de la familia JOYCE: la probada de silicona y la cómoda SilkGel. En el segmento hospitalario ofrecemos la máscara para el uso en un solo paciente JOYCEclinic Full Face y la nueva máscara de respiración artificial LENA que admite el tratamiento higiénico y la reutilización.

Esta variedad permite a cada paciente la máscara que se adapta exactamente a sus necesidades.

Una vista general de nuestras máscaras



		CARA	CARA Full Face	JOYCEone	JOYCEone Full Face		JOYCEeasy next Full Face		JOYCEeasy	JOYCEeasy Full Face	JOYCE SilkGel	
		Mascarilla nasal	Máscara Full Face	Mascarilla nasal	Máscara Full Face		Máscara Full Face		Mascarilla nasal	Máscara Full Face	Mascarilla nasal	
		con ventilación	con ventilación	con ventilación	con ventilación	sin ventilación	con ventilación	sin ventilación	con ventilación	con ventilación	con ventilación	
Talla	XS	25590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Número de pedido	S	25600	25630	25260	25290	25270	25109	25159	25510	25910	26118
			M	25640				25119	25169	25520	25920	26128
		L	25610	25650				25129	25179	25530	25930	26138
	XL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Silicona		●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	
Gel		—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	
Rango de presión		4 – 30 hPa	4 – 25 hPa	4 – 30 hPa	4 – 30 hPa	4 – 30 hPa	4 – 40 hPa	4 – 40 hPa	4 – 30 hPa	4 – 30 hPa	4 – 40 hPa	
Nivel de ruido (db(A) a 10 hPa) Nivel de intensidad acústica		18	19	18	19	—	13	—	18	3	15	
Articulación esférica		●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	
Conexión de medición de presión		—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	
Posibilidad de añadir un sistema de espiración externo		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	



con junta labial doble



JOYCE Full Face SilkGel	JOYCE		JOYCE Full Face		NP 15	LENA		JOYCEclinic Full Face		
Máscara Full Face	Mascarilla nasal		Máscara Full Face		Mascarilla nasal con almohadilla	Máscara Full Face		Máscara Full Face		
con ventilación	con ventilación	sin ventilación	con ventilación	Full Face ^{plus} con ventilación	con ventilación	con ventilación	sin ventilación	sin ventilación	sin ventilación + AAV	con ventilación
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26418	26110	26160	26410	26413	26755	26460	26960	26805 / 26857*	26845 / 26869*	26840 / 26866*
26428	26120	26170	26420	26423		26470	26970	26815 / 26858*	26855 / 26870*	26850 / 26867*
26438	26130	26180	26430	26433		26480	26980	26825 / 26859*	26865 / 26871*	26860 / 26868*
—	26140	26190	26440	26443	—	—	—	—	—	—
—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 – 40 hPa	4 – 30 hPa	4 – 30 hPa	4 – 30 hPa	4 – 30 hPa	4 – 25 hPa	4 – 35 hPa	4 – 35 hPa	4 – 50 hPa	4 – 50 hPa	4 – 50 hPa
16.5	15	—	15	15	15	12	—	—	—	—
•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—
•	•	•	•	•	•	Conexión para suministro de O ₂	—	—	—	—
—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—

* en un juego de 10

Ajuste y tallas

Mascarillas nasales



CARA
tres tallas para el 95 % de los rostros



JOYCEone
talla única/más ancha y más flexible en el puente nasal



JOYCEeasy
más ancha en la zona del puente nasal/tallas más largas que JOYCE



JOYCE SilkGel
más estrecha alrededor del puente nasal/con relleno de gel



JOYCE
más estrecha en la zona del puente nasal/tallas S-XL

con junta labial doble

Almohadillas Full Face



LENA
estable a presiones de hasta 35 mbar en tres tallas



CARA Full Face
tres tallas para el 90 % de los rostros



JOYCEone Full Face
talla única/más ancha y más flexible en el puente nasal



JOYCEeasy next Full Face
más ancha y larga que JOYCEeasy Full Face/presiones más altas



JOYCEeasy Full Face
más ancha en la zona del puente nasal/tallas más largas que JOYCE



JOYCE Full Face SilkGel
más estrecha en la zona del puente nasal/con relleno de gel



JOYCE Full Face
más estrecha en la zona del puente nasal/tallas S-XL



Accesorios



Codo NV

Además de la variante estándar con ventilación ofrecemos el juego Full Face NV con codo.




NV+ Codo AAV

Además de los codos estándar con y sin ventilación, ofrecemos la variante sin ventilación con válvula anti-asfixia (AAV).



Adaptador para endoscopia

Examen endoscópico durante la ventilación no invasiva con nuestra solución para usuarios profesionales. En muchas de nuestras máscaras, el codo se puede sustituir simplemente por el adaptador para endoscopia.



Cordón de desbloqueo rápido

El cordón de desbloqueo rápido se utiliza en lugar de clips en las cintas para la cabeza. Los pacientes con artritis o movilidad limitada (p. ej., después de un accidente cerebrovascular) se benefician del uso sencillo.



Cintas para la cabeza XL

Estas cintas para la cabeza son idóneas para pacientes con un contorno de cabeza de más de 60 cm. Se pueden combinar con todas las máscaras estándar.



Silentflow 3

El sistema de espiración externo se utiliza con máscaras NV en el hospital. Ambos extremos Ø 22 mm, macho

	Codo NV	NV+ Codo AAV	Adaptador para endoscopia NV	Cordón de desbloqueo rápido	Cintas para la cabeza XL (sin clips)
CARA	—	—	—	—	●
CARA Full Face	—	—	—	25623	●
JOYCEone	—	—	—	—	●
JOYCEone Full Face	25275	—	15864	26890	●
JOYCEeasy next Full Face	25275	—	15864	26890	●
JOYCEeasy	—	—	—	—	●
JOYCEeasy Full Face	25275	—	15864	26890	●
JOYCE SilkGel	26207	—	—	—	●
JOYCE Full Face SilkGel	26207	—	—	26560	●
JOYCE	26207	—	—	—	●
JOYCE Full Face	26207	—	—	26560	●
NP 15	—	—	—	—	—
LENA	15970	—	15968	26464	●
JOYCEclinic Full Face	25269	26834	15864	Incluido en el volumen de suministro estándar	—



LÖWENSTEIN medical

Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
56130 Bad Ems, Alemania
T. +49 2603 9600-0
F. +49 2603 9600-50
info@loewensteinmedical.com



loewensteinmedical.com



Löwenstein Medical Technology
Kronsaalsweg 40
22525 Hamburgo, Alemania
T. +49 40 54702-0
F. +49 40 54702-461
info@loewensteinmedical.com



p10106es2204

© Protegido por copyright.
Prohibida la reproducción por cualquier medio sin la autorización explícita de Löwenstein Medical.