



Patiëntinterface

De sleutel tot een betere therapietrouw
van de patiënt

Patiëntinterface

Onze maskeroplossingen voor thuis en in het ziekenhuis



De vereisten voor beademingsmaskers lopen zeer uiteen voor de **thuiszorg** (slaaptherapie en niet-invasieve beademing). De ademmaskers dienen perfect te passen en comfortabel zijn om te dragen. Ze dienen ook klein, licht van gewicht en eenvoudig in gebruik te zijn. Het uitademstelsel dient stil te zijn met een verspreide luchtstroom en moet bewegingsvrijheid bieden door middel van een kogelverbinding. En als laatste moet het ademmasker er ook nog goed uit zien.


De eisen voor ademmaskers die worden gebruikt **in het ziekenhuis** zijn op andere zaken gericht. Hier moeten de beademingsmaskers goed afsluiten en stabiel zitten om hoge druk te kunnen weerstaan. Dat laatste is vooral belangrijk omdat het drukverschil tussen in- en uitademen vaak nogal hoog is. Afhankelijk van het specifieke gebruik, moeten de maskers herbruikbaar zijn (geschikt voor hygiënisch herverwerken) of voor eenmalig gebruik zijn (bij gebruik op één patiënt).

Voldoen aan deze vereisten voor maskers is belangrijk voor het genereren van meer therapietrouw van de patiënt en behandelingssucces. Ons assortiment aan maskers gaat deze uitdaging aan met een breed scala aan oplossingen:

Het thuiszorgsegment bevat de uitstekende CARA-familie, de aanpasbare JOYCEone-familie, de gebruiksvriendelijke JOYCEeasy-familie en de bewezen comfortabele siliconen SilkGel-varianten van de JOYCE-familie. Binnen het ziekenhuissegment bieden we het JOYCEclinic Full Face-masker voor eenmalig gebruik en het nieuwe LENA-beademingsmasker dat hygiënisch kan worden herverwerkt en opnieuw worden gebruikt.

Dankzij deze diversiteit kan iedere patiënt exact het juiste masker vinden.

Het juiste masker voor iedere vereiste




Onze prijswinnende CARA-maskers



Focus Open 2018
Special Mention
BADEN-WÜRTTEMBERG
INTERNATIONAL DESIGN AWARD

Een overzicht van onze maskers



		CARA Neusmasker vented	CARA Full Face Full-Face- masker vented	JOYCEone Neusmasker vented	JOYCEone Full Face Full-Face- masker vented non- vented		JOYCEeasy next Full Face Full-Face- masker vented non-vented		JOYCEeasy Neus- masker vented	JOYCEeasy Full Face Full-Face- masker vented	JOYCE SilkGel Neus- masker vented
Maat Bestel- nummer	XS	25590	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	S	25600	25630	25260	25290	25270	25109	25159	25510	25910	26118
	M						25119	25169	25520	25920	26128
	L	25610	25650	—	—	—	—	—	—	—	
	XL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Silicone	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	
Gel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	
Drukbereik	4 – 30 hPa	4 – 25 hPa	4 – 30 hPa	4 – 30 hPa	4 – 30 hPa	4 – 40 hPa	4 – 40 hPa	4 – 30 hPa	4 – 30 hPa	4 – 40 hPa	
Geluidsniveau (db(A) bij 10 hPa) Geluidsdruk- niveau	18	19	18	19	—	13	—	18	3	15	
Kogelverbinding	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	
Drukmeet- aansluiting	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	
Extern uitademsysteem kan worden toegevoegd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	



met dubbele lip



JOYCE Full Face SilkGel Full-Face-masker	JOYCE Neusmasker		JOYCE Full Face Full-Face-masker		NP 15 Masker met neuskussentjes	LENA Full-Face-masker		JOYCEclinic Full Face Full-Face-masker		
	vented	vented	non-vented	vented	Full Face ^{plus} vented	vented	vented	non-vented	non-vented + AAV	vented
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26418	26110	26160	26410	26413	26755	26460	26960	26805/ 26857*	26845/ 26869*	26840/ 26866*
26428	26120	26170	26420	26423		26470	26970	26815/ 26858*	26855/ 26870*	26850/ 26867*
26438	26130	26180	26430	26433		26480	26980	26825/ 26859*	26865/ 26871*	26860/ 26868*
—	26140	26190	26440	26443	—	—	—	—	—	—
—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 – 40 hPa	4 – 30 hPa	4 – 30 hPa	4 – 30 hPa	4 – 30 hPa	4 – 25 hPa	4 – 35 hPa	4 – 35 hPa	4 – 50 hPa	4 – 50 hPa	4 – 50 hPa
16,5	15	—	15	15	15	12	—	—	—	—
•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—
•	•	•	•	•	•	Aansluiting voor O ₂ -toevoer	—	—	—	—
—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—

* per 10 verpakt

De pasvorm en de maten


Neuskussens

				
CARA drie maten voor 95% van alle gezichten	JOYCEone enkele maat/breder en flexibeler bij de neusbrug	JOYCEeasy breder rond de neus- brug/maten zijn langer dan bij JOYCE	JOYCE SilkGel smaller rond de neusbrug/gevuld met gel	JOYCE smaller rond de neusbrug/Maten S - XL

Kussens voor het hele gezicht


				
LENA stabiel bij drukniveaus tot 35 mbar In drie maten	CARA Full Face drie maten voor 90% van alle gezichten	JOYCEone Full Face enkele maat/breder en flexibeler bij de neusbrug	JOYCEeasy next Full Face breder en langer dan de JOYCEeasy Full Face /hogere drukkniveaus	JOYCEeasy Full Face breder rond de neus- brug/maten zijn langer dan bij JOYCE

met dubbele lip

	
JOYCE Full Face SilkGel smaller rond de neusbrug/gevuld met gel	JOYCE Full Face smaller rond de neusbrug/maten S - XL



Accessoires




NV-elleboog

Naast de standaard vented-versie, bieden we de Full Face NV-elleboogset.



NV+AAV Elbow

naast de standaard vented- en non-vented-ellebogen, bieden we de non-vented-versie met anti-asfyxieventiel (AAV).



Endoscopie-adapter

Voor endoscopisch onderzoek tijdens NIV met onze oplossing voor professionele gebruikers. Op veel van onze maskers kan de maskerelleboog eenvoudig vervangen worden door de endoscopie-adapter.




Koord voor snelvrijgave

Het koord voor snelvrijgave wordt gebruikt in plaats van de bandenclips. Patiënten met artritis of beperkte mobiliteit (bijv. na een beroerte) halen hun voordeel uit het eenvoudige gebruik.



XL hoofdband

Deze hoofdband is de beste keuze voor patiënten met een hoofdomtrek van meer dan 60 cm. Hij kan worden gecombineerd met alle standaard maskers.



Silentflow 3

Dit externe uitademsysteem wordt gebruikt met NV-maskers in het ziekenhuis. Beide uiteinden zijn Ø 22 mm, mannelijk

	NV-elleboog	NV+ AAV Elbow	Endoscopie-adapter NV	Koord voor snelvrijgave	XL hoofdband (zonder clips)
CARA	—	—	—	—	●
CARA Full Face	—	—	—	25623	●
JOYCEone	—	—	—	—	●
JOYCEone Full Face	25275	—	15864	26890	●
JOYCEeasy next Full Face	25275	—	15864	26890	●
JOYCEeasy	—	—	—	—	●
JOYCEeasy Full Face	25275	—	15864	26890	●
JOYCE SilkGel	26207	—	—	—	●
JOYCE Full Face SilkGel	26207	—	—	26560	●
JOYCE	26207	—	—	—	●
JOYCE Full Face	26207	—	—	26560	●
NP 15	—	—	—	—	—
LENA	15970	—	15968	26464	●
JOYCEclinic Full Face	25269	26834	15864	Inbegrepen in het standaard leverings-schema	—



LÖWENSTEIN medical

Headquarters

Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
56130 Bad Ems, Duitsland
loewensteinmedical.com

Verkoop + Service

Löwenstein Medical Netherlands
Anthonie Fokkerstraat 63a
3772 Barneveld, Nederland
T. +31 342419-82
F. +31 342419-637
netherlands@loewensteinmedical.com
loewensteinmedical.com



Löwenstein Medical Technology
Kronsaalsweg 40
22525 Hamburg, Duitsland
loewensteinmedical.com



p10106#2204

© Auteursrechtelijk beschermd.
Voor kopiëren of reproduceren op welke wijze ook is uitdrukkelijke toestemming van Löwenstein Medical vereist.