


LÖWENSTEIN
medical



Máscaras para pacientes



A chave para a adesão do paciente

Máscara do paciente

Nossas soluções de máscaras para casa e hospital



Os requisitos são muito variados para máscara de ventilação usadas na **área de cuidados para casa** (medicina do sono e ventilação em ambulatório). As máscaras têm de oferecer conforto e um ajuste perfeito. Devem também ser pequenas, leves e fáceis de usar. O sistema de expiração deve ser silencioso com um fluxo difuso e o conector de articulação esférica deve proporcionar liberdade de movimentos. Por fim, a máscara deve também ter um bom aspeto.


As exigências em máscaras usadas **no hospital** têm um foco diferente. Lá as máscaras de ventilação necessitam ter uma boa vedação e um ajuste estável para poderem resistir a altas pressões. Isso é especialmente importante porque a diferença entre inspiração e expiração é por vezes considerável. Dependendo do seu uso específico, as máscaras têm de ser reutilizáveis (adequadas ao reprocessamento higiénico) ou descartáveis após um uso (uso para um só paciente).

O cumprimento deste requisito para máscara é fundamental para uma maior conformidade do paciente e sucesso da terapia. Nosso portfólio de máscaras atende o desafio com uma ampla gama de soluções:

O segmento de cuidados para casa inclui a excelente família CARA, a família JOYCEone adaptável, a família JOYCEeasy fácil de usar e as variantes comprovadas de silicone e SilkGel confortáveis da família JOYCE. No segmento hospitalar, oferecemos a máscara de uso para um único paciente JOYCEclinic Full Face e a nova máscara de ventilação LENA, que pode ser reprocessada higiénicamente e reutilizada.

Graças a esta variedade, cada paciente pode encontrar exatamente a máscara certa.

A máscara certa para cada requisito



Nossas máscaras premiadas CARA



Focus Open 2018
Special Mention
BADEN-WÜRTTEMBERG
INTERNATIONAL DESIGN AWARD

Uma visão geral de nossas máscaras



												
		CARA	CARA Full Face	JOYCEone	JOYCEone Full Face		JOYCEeasy next Full Face		JOYCEeasy	JOYCEeasy Full Face	JOYCE SilkGel	
		Máscara nasal ventilada	Máscara para nariz e boca ventilada	Máscara nasal ventilada	Máscara para nariz e boca ventilada/não ventilada		Máscara para nariz e boca ventilada/não ventilada		Máscara nasal ventilada	Máscara para nariz e boca ventilada	Máscara nasal ventilada	
Tamanho	XS	25590	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Número de encomenda	S	25600	25630	25260	25290	25270	25109	25159	25510	25910	26118
		M		25640				25119	25169	25520	25920	26128
		L		25610				25650	25129	25179	25530	25930
	XL	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Silicone		●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	
Gel		—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	
Range		4 – 30 cmH ₂ O	4 – 25 cmH ₂ O	4 – 30 cmH ₂ O	4 – 30 cmH ₂ O	4 – 30 cmH ₂ O	4 – 40 cmH ₂ O	4 – 40 cmH ₂ O	4 – 30 cmH ₂ O	4 – 30 cmH ₂ O	4 – 40 cmH ₂ O	
Nível de ruído (db(A) a 10 hPa) Nível de pressão sonora		18	19	18	19	—	13	—	18	3	15	
Conector articulação esférica		●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	
Conector de medição da pressão		—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	
Pode ser adicionado sistema de expiração externo		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	



com
ponta
dupla



JOYCE Full Face SilkGel	JOYCE		JOYCE Full Face		NP 15	LENA		JOYCEclinic Full Face		
	Máscara para nariz e boca	Máscara nasal		Máscara para nariz e boca		Máscara nasal almofadada	Máscara para nariz e boca		Máscara para nariz e boca	
ventilada	ventilada	não ventilada	ventilada	Full Face ^{plus} ventilada	ventilada	ventilada	não ventilada	não ventilada	não ventilada + AAV	ventilada
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26418	26110	26160	26410	26413	26755	26460	26960	26805 / 26857*	26845 / 26869*	26840 / 26866*
26428	26120	26170	26420	26423		26470	26970	26815 / 26858*	26855 / 26870*	26850 / 26867*
26438	26130	26180	26430	26433		26480	26980	26825 / 26859*	26865 / 26871*	26860 / 26868*
—	26140	26190	26440	26443	—	—	—	—	—	—
—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 – 40 cmH ₂ O	4 – 30 cmH ₂ O	4 – 25 cmH ₂ O	4 – 35 cmH ₂ O	4 – 35 cmH ₂ O	4 – 50 cmH ₂ O	4 – 50 cmH ₂ O	4 – 50 cmH ₂ O			
16,5	15	—	15	15	15	12	—	—	—	—
•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—
•	•	•	•	•	•	Conector para alimentação de O ₂	—	—	—	—
—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—

* em conjunto de 10

O ajuste e tamanhos

Almofadas nasais



CARA
três tamanhos para 95 % de todos os rostos

JOYCEone
um tamanho / mais larga e mais flexível na ponte do nariz

JOYCEeasy
mais larga à volta da ponte do nariz / tamanhos mais compridos que a JOYCE

JOYCE SilkGel
mais estreita à volta da ponte do nariz / enchimento de gel

JOYCE
mais estreita à volta da ponte do nariz / tamanhos S - XL

Almofadas para nariz e boca

com dupla camada



LENA
estável a pressões até 35 cmH₂O em três tamanhos

CARA Full Face
três tamanhos para 90 % de todos os rostos

JOYCEone Full Face
um tamanho / mais larga e mais flexível na ponte do nariz

JOYCEeasy next Full Face
mais larga e mais comprida que a JOYCEeasy Full Face / pressões mais altas

JOYCEeasy Full Face
mais larga à volta da ponte do nariz / tamanhos mais compridos que a JOYCE



JOYCE Full Face SilkGel
mais estreita à volta da ponte do nariz / enchimento de gel

JOYCE Full Face
mais estreita à volta da ponte do nariz / tamanhos S - XL



Acessórios



Cotovelo NV

Além da opção ventilada padrão, oferecemos o conjunto de cotovelo Full Face NV.



Cotovelo NV+ AAV

Além dos cotovelos padrão ventilados e não ventilados, oferecemos a opção não ventilada com válvula antiasfixia (AAV).



Adaptador de endoscopia

Exame endoscópico durante a VNI com nossa solução para usuários profissionais. Em muitas de nossas máscaras basta substituir o cotovelo da máscara pelo adaptador de endoscopia.



Guia de liberação rápida

O guia de liberação rápida é usado em vez dos cliques de apoio para a cabeça. Pacientes com artrite e mobilidade limitada (por exemplo, após um AVC) beneficiam do uso simples.



Apoio para a cabeça XL

Este apoio para a cabeça é o mais escolhido por pacientes com uma circunferência de cabeça superior a 60 cm. Pode ser combinado com todas as máscaras padrão.



Silentflow 3

O sistema de expiração externo é usado com máscaras NV no hospital. Ambas as extremidades Ø 22 mm, macho

	Cotovelo NV	Cotovelo NV+ AAV	Adaptador de endoscopia NV	Guia de liberação rápida	Apoio para a cabeça XL (sem cliques)
CARA	—	—	—	—	●
CARA Full Face	—	—	—	25623	●
JOYCEone	—	—	—	—	●
JOYCEone Full Face	25275	—	15864	26890	●
JOYCEeasy next Full Face	25275	—	15864	26890	●
JOYCEeasy	—	—	—	—	●
JOYCEeasy Full Face	25275	—	15864	26890	●
JOYCE SilkGel	26207	—	—	—	●
JOYCE Full Face SilkGel	26207	—	—	26560	●
JOYCE	26207	—	—	—	●
JOYCE Full Face	26207	—	—	26560	●
NP 15	—	—	—	—	—
LENA	15970	—	15968	26464	●
JOYCEclinic Full Face	25269	26834	15864	Incluído no programa de fornecimento padrão	—



LÖWENSTEIN medical

Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
56130 Bad Ems, Alemanha
T. +49 2603 9600-0
F. +49 2603 9600-50
info@loewensteinmedical.com



loewensteinmedical.com



Löwenstein Medical Technology
Kronsaalsweg 40
22525 Hamburg, Alemanha
T. +49 40 54702-0
F. +49 40 54702-461
info@loewensteinmedical.com



p10106pt2204

© Direitos autorais protegidos.
Qualquer tipo de cópia ou reprodução requer a aprovação explícita da Löwenstein Medical.