

LÖWENSTEIN
medical



Hasta arayüzü

Daha iyi hasta uyumunun anahtarı

 With people in mind

Hasta arayüzü

Ev ve Hastane kullanımlarında Maske Çözümleri



Evde Bakım esnasında (uyku tıbbi ve ventilasyon hastası) kullanılan solunum maskeleri için söz konusu olan gereksinimler oldukça farklıdır. Maskeler, kullanım rahatlığı ve mükemmel bir uyum sağlamalıdır. Ayrıca küçük, hafif ve kullanımı kolay olmalıdır. Soluk verme sistemi, dağınık bir akışla sessiz olmalı ve dönebilirliği ile de hareket özgürlüğü sağlamalıdır. Son olarak, maske güzel de görünmelidir.

Hastanede kullanılan maskelere yönelik taleplerin odak noktası ise farklıdır. Orada solunum maskelerinin yüksek basınçlara dayanabilmesi için iyi bir sızdırmazlığa ve sağlam bir oturmaya ihtiyacı vardır. Bu özellikle önemlidir çünkü inspirasyon ve ekspirasyon arasındaki basınç farkı genellikle oldukça fazladır. Özel kullanımlarına bağlı olarak, maskeler tekrar kullanılabilir (hijyenik tekrar kullanılabilir duruma getirilmesi işlemine uygun)


veya tek kullanımlık ürün olarak atılabilir (Tek Hastada Kullanım) olmalıdır.

Bu maske gereksinimlerini karşılamak, daha fazla hasta uyumu ve terapi başarısı için anahtardır. Maske çeşitlerimiz, çok çeşitli çözümlerle bu zorluğun üstesinden gelir:

Evde bakım ürün grubunda; üstün özellikli CARA ailesi, Her yüze uyumlu JOYCEone ailesi, kullanım kolaylığı ile JOYCEeasy ailesi ve kanıtlanmış silikon ve konforlu SilkGel donanım opsiyonu ile JOYCE ailesi yer almaktadır. Hastane ortamı için, tek hastada kullanılan JOYCEclinic Full Face maskesini ve hijyenik olarak yeniden işlenebilen ve yeniden kullanılabilen yeni LENA solunum maskesini sunuyoruz.

Bu çeşitlilik sayesinde her hasta için en doğru maske bulabilir.

Her gereksinim için doğru maske




Ödüllü CARA maskelerimiz



Focus Open 2018
Special Mention
BADEN-WÜRTTEMBERG
INTERNATIONAL DESIGN AWARD

Maskelerimize genel bakış



		CARA	CARA Full Face	JOYCEone	JOYCEone Full Face		JOYCEeasy sonraki Full Face		JOYCEeasy	JOYCEeasy Full Face	JOYCE SilkGel
		Nazal maske	Full face maske	Nazal maske	Full face maske		Full face maske		Nazal maske	Full face maske	Nazal maske
		vented	vented	vented	vented	non-vented	vented	non-vented	vented	vented	vented
Boy	XS	25590	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	S	25600	25630	25260	25290	25270	25109	25159	25510	25910	26118
	M						25119	25169	25520	25920	26128
	L	25610	25650	—	—	—	—	—	—	—	—
	XL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Silikon		●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Jel		—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Basınç aralığı		4 – 30 hPa	4 – 25 hPa	4 – 30 hPa	4 – 30 hPa	4 – 30 hPa	4 – 40 hPa	4 – 40 hPa	4 – 30 hPa	4 – 30 hPa	4 – 40 hPa
Gürültü seviyesi (10 hPa basınçta db(A) türünden) Ses basıncı seviyesi		18	19	18	19	—	13	—	18	3	15
Dönebilen Dirsek		●	●	●	●	—	●	—	●	●	●
Basınç ölçüm bağlantısı		—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Opsiyonel Harici Ekshalasyon Sistemi		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



çift kenarlı



JOYCE Full Face SilkGel Full face maske	JOYCE Nazal maske		JOYCE Full Face Full face maske		NP 15 Nazal yastıklı maske	LENA Full face maske		JOYCEclinic Full Face Full face maske		
	vented	vented	non-vented	vented	Full Face ^{plus} vented	vented	vented	non-vented	non-vented + AAV	vented
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26418	26110	26160	26410	26413	—	26460	26960	26805 / 26857*	26845 / 26869*	26840 / 26866*
26428	26120	26170	26420	26423	26755	26470	26970	26815 / 26858*	26855 / 26870*	26850 / 26867*
26438	26130	26180	26430	26433	—	26480	26980	26825 / 26859*	26865 / 26871*	26860 / 26868*
—	26140	26190	26440	26443	—	—	—	—	—	—
—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 – 40 hPa	4 – 30 hPa	4 – 30 hPa	4 – 30 hPa	4 – 30 hPa	4 – 25 hPa	4 – 35 hPa	4 – 35 hPa	4 – 50 hPa	4 – 50 hPa	4 – 50 hPa
16,5	15	—	15	15	15	12	—	—	—	—
•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—
•	•	•	•	•	•	O ₂ beslemesi için bağlantı	—	—	—	—
—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—

* bir sette 10 adet

CE 0197

Uygunluk & Boylar

Nazal yastıklar



CARA
üç farklı ebat tüm yüzlerin yüzde 95'i için




JOYCEone
bir boy / burun sırtında daha geniş ve daha esnek



JOYCEeasy
burun sırtı çevresinde daha geniş / JOYCE modelinden daha uzun boylar



JOYCE SilkGel
burun sırtı çevresinde daha dar / jel dolgulu



JOYCE
burun sırtı çevresinde daha dar / S - XL boyları

Tam yüz yastıkları



LENA
35 mbar'a kadar basınca dayanıklı üç boy mevcut



CARA Full Face
üç farklı ebat tüm yüzlerin yüzde 90'ı için



JOYCEone Full Face
bir boy / burun sırtında daha geniş ve daha esnek



JOYCEeasy sonraki Full Face
JOYCEeasy Full Face modelinden daha geniş ve daha uzun / daha yüksek basınçlar için uygun



JOYCEeasy Full Face
burun sırtı çevresinde daha geniş / JOYCE modelinden daha uzun boylar



JOYCE Full Face SilkGel
burun sırtı çevresinde daha dar / jel dolgulu



JOYCE Full Face
burun sırtı çevresinde daha dar / S - XL boyları

çift kenarlı

Aksesuarlar



NV Dirsek

Standart vented donanım varyantına ek olarak, Dirsekli Tam Yüz NV Setini sunuyoruz.



NV+AAV Dirsek

Standart vented ve non vented dirseklerin yanı sıra, Anti-Asfiksi Valfi (AAV) ile non vented donanım varyantını sunuyoruz.



Endoskopi Adaptör

NIV sırasında profesyonel kullanıcılar için endoskopik muayene çözümümüz. Maskelerimizin çoğunda, maske dirseğini Endoskopi Adaptörü ile değiştirmemiz yeterlidir.




Hızlı Ayrılma Bağlantısı

Hızlı ayrılma bağlantısı, başlık klipslerinin yerine kullanılır. Artrit veya sınırlı hareket kabiliyeti olan hastalar (örneğin felçten sonra) bu basit kullanımdan yararlanır.



XL Başlık

Bu başlık, baş çevresi 60 cm'den fazla olan hastalar için en iyi seçimdir. Tüm standart maskelerle kombine edilebilir.



Sessiz akış 3

Hastane ortamında harici soluma sistemi NV maskeler ile kullanılmaktadır. Her iki uç Ø 22 mm, erkek

	NV Dirsek	NV+ AAV Dirsek	Endoskopi Adaptör NV	Hızlı Ayrılma Bağlantısı	XL Başlık (klipssiz)
CARA	—	—	—	—	●
CARA Full Face	—	—	—	25623	●
JOYCEone	—	—	—	—	●
JOYCEone Full Face	25275	—	15864	26890	●
JOYCEeasy sonraki Full Face	25275	—	15864	26890	●
JOYCEeasy	—	—	—	—	●
JOYCEeasy Full Face	25275	—	15864	26890	●
JOYCE SilkGel	26207	—	—	—	●
JOYCE Full Face SilkGel	26207	—	—	26560	●
JOYCE	26207	—	—	—	●
JOYCE Full Face	26207	—	—	26560	●
NP 15	—	—	—	—	—
LENA	15970	—	15968	26464	●
JOYCEclinic Full Face	25269	26834	15864	Standart tedarik programına dahildir	—



LÖWENSTEIN medical

Merkez
Arzbacher Straße 80
56130 Bad Ems, Almanya
T. +49 2603 9600-0
F. +49 2603 9600-50
info@loewensteinmedical.com
loewensteinmedical.com




Löwenstein Medical Technology
Kronsaalsweg 40
22525 Hamburg, Almanya
T. +49 40 54702-0
F. +49 40 54702-461
info@loewensteinmedical.com

 With people in mind



© Telif hakkı korunmaktadır.
Her türlü kopyalama işlemi veya çoğaltma işlemi, Löwenstein Medical işletmesinin açık onayını gerektirir.